

## MESI mTABLET BP

# Revolutionäres Praxis- Blutdruckmessgerät

- Die erste drahtlose Armmanschette mit 3 Manschettengrößen
- Eine Armmanschette, mehrere Betriebsarten
- Erweiterte Analysemöglichkeiten mit Pulswellenformen

INTELLIGENTE  
GRÖSSENERKENNUNG



DRAHTLOS &  
TRAGBAR



DIREKTE SPEICHERUNG  
IN DER ePA



ZUSÄTZLICHE  
MESSUNGEN UND APPS



## Warum MESI mTABLET BP?



Das **MESI mTABLET BP** bringt hohe Präzision in das Gesundheitswesen. Es ist ein tragbares Blutdruckmessgerät für schnelle und genaue Messungen. Mithilfe von digitalen Filtern werden die Pulswellenformen isoliert und auf dem Bildschirm angezeigt.

## App-Erweiterung

Das **MESI mTABLET BP** ist nicht nur ein fortschrittliches Blutdruckmessgerät. Fügen Sie neue Messungen hinzu, wann immer Sie sie brauchen! Die aBP-App (durchschnittlicher Blutdruck) ermöglicht mehrere Blutdruckmessungen, die dabei helfen, versteckten Bluthochdruck festzustellen und eine Überbehandlung von überdiagnostiziertem Bluthochdruck zu vermeiden.

